

Q-interactive Exigences Techniques

Q-interactive nécessite l'utilisation de deux iPads Apple®. Les iPads doivent utiliser iPadOS 15 ou une version supérieure et disposer d'un minimum de 16 Go d'entreposage.



Q-interactive®

Exigences liées à la tablette

Familie	Modèle	Appareil du praticien		Appareil du client	
		Compatible	Non Compatible	Compatible	Non Compatible
iPad	iPad 1ère à 4e génération		X		X
	iPad 5e génération (2017)	✓		✓	
	iPad 6e génération (2018)	✓		✓	
	iPad 7e génération (2019) – écran de 10,2 po.	✓		✓	
	iPad 8e génération (2020) – écran de 10,2 po.	✓		✓	
	iPad 9e génération (2021) – écran de 10,2 po.	✓		✓	
	iPad 10e génération (2022) – écran de 10,9" po.	✓		✓	
iPad Air	iPad Air 1e génération		X		X
	iPad Air 2e génération**	✓		✓	
	iPad Air 3e génération (2019) – écran de 10,5 po.	✓		✓	
	iPad Air 4e génération (2020) – écran de 10,9 po.	✓		✓	
	iPad Air 5e génération (2022) – écran de 10,9 po.	✓		✓	
iPad mini	iPad mini 1ère à 3e génération		X		X
	iPad mini 4e génération**	✓			X*
	iPad mini 5e génération (2019)	✓			X*
	iPad mini 6e génération (2021)	✓			X*
iPad Pro	iPad Pro 9,7 po.	✓		✓	
	iPad Pro 10,5 po.	✓		✓	
	iPad Pro 11 po. (1ère à 4e génération)	✓		✓	
	iPad Pro 12,9 po. (1ère à 6e génération)	✓		✓	

*Non compatibles car les impacts psychométriques de l'affichage des stimuli sur un écran plus grand ou plus petit sont inconnus. **Le support sera retiré en septembre 2024.

866-335-8427 | PearsonClinical.ca/fr